

# バイアル凍結乾燥製剤外観検査機

## \* ロータリー式で、製剤を崩さず、確実な検査。

ケーキの外観から、びん、キャップの外観までと全ての検査項目を網羅し、検査の自動化を提案致します。



びんを回転させながら検査する独自のシステム、ケーキ崩れをキャンセルしながら検査するシステムなど多くのノウハウを用いて、キャップから、ゴム栓、びん肩部、胴部、ケーキ部、底部の全ての部位について、最大220BPMで検査を行います。

飲料容器の高速検査で培った技術は、多くのお客様から高い評価をいただいております。貴社の職場環境の改善、製品品質向上、製造コストダウンなどにお役立てください。


## \* 特 長

- キャップ天面検査からゴム栓、肩・胴部、ケーキ部、底面検査と外観の全てを検査可能
- 小型コンパクト設計でお客様のラインに大幅な改造なく設置可能
- ロータリーインデックス方式によりびん全周にわたって均一に検査可能

## \* 主な検査項目

### ●外観検査


- キャップ天面部：汚れ、色違い、異物
- キャップ側面部：巻締不良、汚れ
- 胴・肩部：割れ、キズ、異物
- 底尺部：割れ、キズ、汚れ
- 底面部：異物
- ケーキ上面部：異物
- ケーキ側面部：異物
- ケーキ底面部：異物
- ゴム栓部：汚れ、ゴム栓有無



## ＊主な仕様

検査速度	MAX220BPM
ユーティリティ	電源：3相、380V±10%、40A、50/60Hz 空気：0.5MPa以上、0.03m <sup>3</sup> /min(ANR)
質量	本体：約2,500kg 電子制御版：約500kg 電動盤：約500kg

外形寸法図 バイアル凍結乾燥製剤外観検査機



**KTS はトータルソリューション。** 総合検査機メーカーだから安心、確実。

**KTS なら、相談・提案・  
アフターフォローも。**

### KTS の検査機の特徴は？

キリンテクノシステムではお客様の検査ニーズに最適な検査機を提供する為に、画像処理システムと搬送装置をトータルで設計製作します。

### サンプルテストは有料？

無料です。お客様で検出したい不良品のサンプルをご用意いただければ、検出の可否検討と検出に適した検査システムをご提案します。

### 販売実績は？

1999年～ 2008年までの10年間で国内・海外合わせ2700台以上です。

### アフターサービス体制は？

神奈川県と京都府の2箇所にサービス拠点があり、トラブルや定期点検などに対応しています。

### 検査機の費用は高いのでは？

検査する対象物と検査内容、検査速度などさまざまな条件により費用は異なりますが、お客様の予算に合わせたご提案をさせていただくことも可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

### カタログに載っていない検査機が欲しい

ご相談ください。キリンテクノシステムではお客様のさまざまなニーズに合った検査機をカスタマイズしてご提案します。

検査機のことなら、導入前のご相談から、導入後のバージョンアップまで KTS にお任せください。